



SDÜDHF/TBH/TLM/10/YT-26.09.2014/REVNO-00

**1. AMAÇ**

Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

**2. KAPSAM**

M.A.G.D.H. Diş Protez Ünitesi

**3. SORUMLULAR**

Diş Teknisyenleri

**4. UYGULAMA**

βπAçma kapama düğmesine basınız.

**4.1.** Bakım (Günlük)

**4.2.** Cihaz açılınca rutin çalışır.

**4.3.** Cihazın suyu açılır.

**4.4.** Devir ayarı yapılır. (1)

**4.5.** İşlem bittikten sonra cihaz temizlenir.

**4.6.** Bakım (Aylık)

**4.7.** Cihazın spiral tuşuna bakılır.

**4.8.** Cihazın taşı gerektiğinde değiştirilir.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA  
 KONTROLSÜZ KOPYA  
 İPTAL ...../...../.....