



SDÜDHF/TBH/TLM/26/YT-19.10.2014/REVNO-00

1. TEMEL İLKELER

- 1.1. Hasta ameliyat odasına alınmadan önce steril malzemeler açılmamalıdır.
- 1.2. Steril paket veya malzeme açılmadan önce her paketin yırtık, delik ve ıslak olup olmadığı ve son kullanma tarihi hemşire tarafından kontrol edilmelidir.
- 1.3. Açılan steril malzemenin steril kalma güvenliği sağlanmalıdır.
- 1.4. Steril malzeme açılırken önce açan kişiden uzak taraf daha sonra yakın taraf açılmalıdır.
- 1.5. Malzemelerin sterilitesinden şüphe duyuluyorsa o malzeme steril kabul edilmemeli ve kullanılmamalıdır.
- 1.6. Kâğıt paketler yırtılarak açılmamalı, tekniğe uygun olarak açılmalıdır.

2. UYGULAMA

- 2.1. Bohça, konteyner, küvet ve diğer malzemeler ameliyathane personeli tarafından steril depodan alınır.
- 2.2. Konteyner üzerinde bulunan etiket bilgileri ameliyathane hemşireleri tarafından kontrol edilir ve ameliyat sonuna kadar saklanır.
- 2.3. Konteyner ve bohça enstrüman masasına, ameliyathane hemşiresi tarafından yerleştirilir.
- 2.4. Açmadan önce her paketin yırtık, delik ve ıslak olup olmadığı ve son kullanma tarihi hemşire tarafından kontrol edilir.

3. STERİL MALZEME AÇMA TALİMATI

- 3.1. Ameliyathane hemşiresi tarafından "Cerrahi Aletleri Yıkama, Sayım ve Paketleme Talimatı"na göre paketlenmiş olan steril bohça vb. paketlerin önce kendisine uzak olan üst ucu tutulur ve arkaya doğru açılır.
- 3.2. Sonra dista kalan ucu tutarak sağ yanı, diğer dış ucu tutarak sol yanı açılır.
- 3.3. En son kendine yakın olan tarafı açılır.
- 3.4. Bohça, küvet ve diğer malzemelerin içinde bulunan bohça içi indikatör ameliyat hemşiresi tarafından kontrol edilir. Eğer indikatör görünmüyorsa cerrahi alet ile kontrol edilir.
- 3.5. Konteyner açılırken adı, üzerindeki buhar otoklavı maruziyet indikatörü ve etiket bilgileri (konteyneri kapatan kisinin adı, son kullanım tarihi) kontrol edilir.
- 3.6. Bistüri, suture, spanç vb. malzemeler kontaminasyonu önlemek amacıyla küvetten 30-40 cm. uzaklıktan açılır.
- 3.7. Bu tür malzemeler açılırken steril paket iki elin bas parmak ve diğer parmakların desteği ile açma yerinden tutulur. Paket hiçbir yere değdirilmeden ve paket içine dokunulmadan küvetin içine veya masaya açılır.
- 3.8. Steril eldiven paketi de aynı şekilde küvete yada bohça masasına steril tekniğe uygun olarak açılır. Eldivenler yırtılarak açılmamalı, steril tekniğe uygun olarak açılmalıdır.
- 3.9. Steril çıkmayan paketler tekrar steril edilmesi için sterilizasyon ünitesine gönderilir.
- 3.10. Bohça tekrar kirli çamasır sepetine atılır. Cerrahi aletler, küvet, tepsi gibi malzemeler sayılarak alet yıkama ünitesine götürülür.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....