



**MERKEZİ  
STERİLİZASYON ÜNİTESİ**

**STERİLİZASYON  
RULOSU KAPAMA  
CİHAZI KULLANMA  
TALİMATI**

SDÜDHF/TBH/TLM/72/YT-16.01.2015/REVNO-00

**1. TALİMAT**

- 1.1.** Cihazın açma/kapama düğmesine basılarak çalıştırılır
- 1.2.** 5 dakikalık bekleme süresinden sonra cihaz ısınmıştır ve kullanıma hazırdır
- 1.3.** Paketleme kağıdı makinenin ortasında bulunan oluktan geçirilir. Böylece kağıdın bir tarafı (açık kısmı) kapatılmış olur. İçine malzeme yerleştirildikten sonra diğer taraf kapatılır.
- 1.4.** İş bitiminden sonra açma/kapama düğmesine basılarak cihaz kapatılır

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA  
 KONTROLSÜZ KOPYA  
 İPTAL ...../...../.....