



SDÜDHF/TBH/TLM/11/YT-26.09.2014/REVNO-00

## 1. AMAÇ ve KAPSAM

Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

## 2. SORUMLULUK

Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

## 3. UYGULAMA

- Donanımın fişi prize takılır.
- Kavanoz kapağı iyice kapatılır.
- Kavanoz giriş borusuna aspirasyon seti takılır.
- Kumanda şarteli "0" konumundan "1" konumuna getirilir.
- İşlem sonunda setler tıbbi atık poşetine atılır.
- Kavanoz personel tarafından temizlenir, ekipman odasına kaldırılır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA  
 KONTROLSÜZ KOPYA  
 İPTAL ...../...../.....