



STERİL ELDİVEN GİYME VE ÇIKARMA TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/35/YT-24.11.2014/REVNO-00

1. Eldeki takılar çıkartılır
2. Eller yıkanır ve kurulanır
3. Ellere uygun numarada eldiven seçilir
4. Eldiven paketinin sterilitesi kontrol edilir.Son kullanma tarihi geçmemiş olmalı,paket ıslak ve yırtık olmamalıdır.
5. Eldivenin dış paketi açılıp iç paketi çıkartılır.İç paketin eldiven kenarları size yakın olacak biçimde,bel düzeyinin üzerinde olacak şekilde temiz ve kuru bir alan üzerine konulmalıdır.
6. İç paket kitap gibi açılır,yakın ve uzak taraftaki katlar açılır.Bu sırada paketin iç yüzeylerine ve eldivenlere dokunulmamalıdır.
7. Eğer sağ el aktif olarak kullanılıyorsa önce sol ele eldiven giyilir
8. Sağ el ile eldiven kılıfı açılır, sol baş parmak ve işaret parmağıyla eldivenin katlanmış bilek kısmından tutularak sağ ele giyilir ve bileğe kadar çekilir bırakılır
9. Diğer eldiveni giyebilmek için sağ elin dördü parmağı, sol eldivenin katlanmış bilek kısmının arasına sokulur ve alınır. Sonra parmaklar doğrultusunda sol ele giydirilir, yerleşmeyen yerler düzeltilir.
10. Bundan sonra steril olmayan hiçbir şeye dokunulmaz
11. Eldiven çıkarılırken elin üzerinden sıyrılarak içi dışa çevrilir.
12. Diğer eldivenli el ile tutulur.
13. Eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılır.
14. İçi dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde tıbbi atığa atılır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....