



**MERKEZİ
STERİLİZASYON ÜNİTESİ**

**ALETLERİN
PAKETLENMESİ
TALİMATI**

SDÜDHF/TBH/TLM/69/YT-16.01.2015/REVNO-00

1. AMAÇ

1.1. Dekontaminasyonu yapılan cerrahi aletlerin standartlara uygun paketlenmesini sağlamak

2. KAPSAM

2.1. MSÜ çalışanları

3. TALİMAT

3.1. Paketlenecek alet ve malzemenin temiz ve kuru olduğundan emin olunur

3.2. Aletlerin kırık, bozuk ve kirli olup olmadıkları ve fonksiyonları kontrol edilir, gerekirse eklem aralarına bakım spreyi sıkılır

3.3. Cerrahi aletler tek diş olarak kilitlenir

3.4. Her paket içine kimyasal indikatör konulur.

3.5. Sterilizasyon rulosu ile paketlenen aletler tek paket yapılarak paketlenir

3.6. Paketlenmiş alet setinin (tepsi aletler ve bohça) ağırlığı 7 kiloyu geçmemelidir.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....